



Inalazione con inalatore di polvere secca (DPI - Dry Powder Inhalers) Breezhaler

1. Rimuovere il cappuccio
2. Tenere ferma la base dell'inalatore e sollevare il boccaglio
3. Rimuovere la capsula dal blister immediatamente prima dell'uso
4. Posizionare la capsula nell'apposito alloggiamento alla base dell'inalatore
5. Trattenere la base dell'inalatore e abbassare il boccaglio per chiudere Breezhaler
6. Premere i due pulsanti laterali simultaneamente per forare la capsula e poi rilasciarli
7. Tenere la testa in posizione verticale
8. Soffiare dolcemente lontano dal dispositivo in modo da svuotare i polmoni
9. Tenere il dispositivo in posizione verticale
10. Posizionare il boccaglio in bocca e serrare bene le labbra intorno al boccaglio
11. Inspirare il più rapidamente e profondamente possibile
12. Allontanare il boccaglio dalla bocca e trattenere il respiro per 10 s (o per quanto possibile)
13. Espirare lontano dal dispositivo
14. Aprire la camera e controllare la capsula; se è presente ancora polvere, ripetere la procedura di inalazione

15. Dopo l'uso, rimuovere e buttare la capsula. Non conservare la capsula nel dispositivo
16. Chiudere il boccaglio e rimettere il cappuccio