



Inalazione con inalatore di polvere secca (DPI - Dry Powder Inhalers) Ellipta

1. Aprire il dispositivo aprendo il coperchio fino a sentire un click
2. Tenere Ellipta in posizione verticale con il boccaglio rivolto verso l'alto
3. Soffiare dolcemente lontano da Ellipta in modo da svuotare completamente i polmoni
4. Posizionare il boccaglio in bocca e serrare bene le labbra intorno al boccaglio
5. Mantenere il dispositivo verticale mentre si inspira il più rapidamente e profondamente possibile
6. Rimuovere il boccaglio dalle labbra e trattenere il respiro per 10 s (o per quanto possibile)
7. Espirare lontano dal dispositivo
8. Richiudere Ellipta fino a sentire un click
9. Se è stato inalato un corticosteroide sciacquare la bocca