



Inalazione con inalatore di polvere secca (DPI - Dry Powder Inhalers) Genuair

1. Immediatamente prima di assumere la dose di medicinale, rimuovere il cappuccio protettivo premendo leggermente le frecce presenti su entrambi i lati e tirando
2. Tenere l'inalatore Genuair® in posizione orizzontale con il boccaglio verso di sé e il tasto colorato diritto verso l'alto
3. Premere il tasto colorato fino in fondo e quindi rilasciarlo
4. Controllare che la finestrella di controllo colorata sia diventata verde (se la finestrella di controllo rimane rossa, premere e rilasciare di nuovo il tasto)
5. Espirare dolcemente lontano dall'inalatore per svuotare i polmoni
6. Afferrare saldamente con le labbra il boccaglio dell'inalatore Genuair
7. Inspirare con forza e profondamente attraverso la bocca (ATTENZIONE non tenere premuto il tasto colorato durante l'inalazione)
8. Durante l'inalazione si udrà un "Clic", che segnala l'uso corretto dell'inalatore Genuair
9. Continuare a inspirare anche dopo aver udito il "Clic" dell'inalatore per assicurarsi di assumere la dose completa

10. Rimuovere il boccaglio dalle labbra e trattenere il respiro per 10 s (o per quanto possibile)
11. Espirare lontano dal dispositivo
12. Riposizionare il tappo su Genuair
13. Se è stato inalato un corticosteroide sciacquare la bocca