



Inalazione con inalatore di polvere secca (DPI - Dry Powder Inhalers) Handihaler

1. Immediatamente prima dell'uso prelevare una capsula dal blister
2. Aprire il cappuccio protettivo
3. Tenere ferma la base dell'inalatore e aprire il boccaglio
4. Posizionare verticalmente la capsula nell'apposito alloggiamento alla base dell'inalatore
5. Trattenerne la base dell'inalatore e abbassare il boccaglio per chiudere Handihaler
6. Premere il pulsante laterale una volta per forare la capsula e poi rilasciarlo
7. Tenere il dispositivo in posizione verticale
8. Soffiare dolcemente lontano dal dispositivo in modo da svuotare i polmoni
9. Posizionare il boccaglio in bocca e serrare bene le labbra intorno al boccaglio
10. Inspirare il più rapidamente e profondamente possibile. Durante l'inspirazione è possibile sentire il rumore della capsula che vibra all'interno di Handihaler.
11. Allontanare il boccaglio dalla bocca e trattenere il respiro per 10 s (o per quanto possibile)
12. Espirare lontano dal dispositivo
13. Aprire la camera e controllare la capsula; se è presente ancora polvere all'interno, ripetere la procedura di inalazione

14. Dopo l'uso, rimuovere e buttare la capsula. Non conservare la capsula nel dispositivo
15. Chiudere il boccaglio
16. Chiudere il cappuccio protettivo