





## Inalazione con inalatore soft-mist Respimat

- 1. Tenendo il dispositivo in posizione verticale con il cappuccio chiuso, ruotare la base dell'inalatore nella direzione della freccia presente sull'etichetta per mezzo giro fino a sentire un "click".
- 2. Far scattare il cappuccio ed aprirlo completamente
- 3. Soffiare dolcemente lontano dal dispositivo in modo da svuotare i polmoni
- 4. Posizionare il boccaglio in bocca, serrare bene le labbra intorno al boccaglio senza coprire i fori di ventilazione laterali
- 5. Inspirando lentamente e profondamente dalla bocca, premere il bottone di erogazione della dose e continuare a inspirare lentamente quanto più a lungo possibile
- 6. Rimuovere il boccaglio dalle labbra e trattenere il respiro per 10 s (o per quanto possibile)
- 7. Espirare lontano dal dispositivo
- 8. Per assumere la dose completa ripetere tutti i passaggi
- 9. Chiudere il cappuccio
- 10. Se è stato inalato un corticosteroide sciacquare la bocca

Se non si è utilizzata la bomboletta per almeno 7 giorni, prima di eseguire l'inalazione fare uno puff "a vuoto"

